

直感的に使える心地よさ



診療動作に基づいたテーブル・ハンガー形状

広いテーブル



インスツルメントの取り出しやすさ

D1ハンガーは独立稼働方式を採用。高さ違いのホルダーによりインスツルメントの手当たりを防止できます。



置き式/掛け式に切り替え可能なホルダー

診療スタイルに合わせて置き式/掛け式を術者がすぐに切り替えられます。ホースは滑りのよい素材を使用し、置き式でもインスツルメントの動きがスムーズです。



インスツルメントホース取り回し改良

ホースの取付位置を見直し、ホース取付位置/ハンガー/口腔が一直線に並ぶためホースはスムーズに戻ります。



テーブルを引き寄せやすいハンドル位置

12時位置で診療時、奥から手前にテーブルを引き寄せる際、小柄なDr.もハンドルに手が届きます。



多機能アシスタントテーブル

ユニットの操作スイッチ、小物置きスペースがついた多機能なアシスタントハンガーです。可動域が広く、2ハンド4ハンドに対応できます。



情報が素早く見える有機EL表示



分かりやすい状態表示

現在お使いのホースごとの設定が、一目でわかります。



安全性

チェア動作時などに、安全装置が働いた場合の原因と対策方法をお知らせします。



見やすい分類表示

階層ごとに見出しをつけてわかりやすくしました。



Plan 04

上質でラグジュアリーな空間の中で過ごせる心地よさ



ユニットタイプ/2型カンタータイプ トップパネル/ホワイト シートカラー/8146

チェア3タイプ、テーブル3タイプからの組み合わせで全9タイプをご用意。

前折れステップ、前折れ、カンターの3タイプのチェアと、1型ベースマウント、2型オーバーアーム、3型カートの3タイプのドクターテーブルをご用意しました。全9種類の組み合わせの中から診療スタイルに応じてセレクトできます。



3型:カート 写真はオプション装備例

Color variations

シートカラーバリエーション


標準シートカラーバリエーション (全6色からお選びいただけます)

縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。イタリア製の人工レザーを使用し目にも鮮やかなカラーが明るいインテリアのアクセントになります。



ふっかふかシートカラーバリエーション (全12色からお選びいただけます)

前折れステップ、前折れ、カンターと3タイプのふっかふかシートをオプションでご用意しました。驚くほど柔らかな座り心地で患者さんの緊張をほぐします。デザイン性も含め、より上質な座り心地を提供し、デンタルオフィスのクオリティをさらに高めるオプションです。



トップパネルカラーバリエーション

カラーバリエーション (全4色からお選びいただけます)



※実際の色調と異なる場合があります。ご了承ください。

Instrument

インスツルメント

インスツルメント



チェア・テーブル

