

Chair

チェア
前折れステップ/前折れ/カンター



01 | さまざまな診療に対するチェアタイプのバリエーションが質の高い治療をサポート。

前折れステップ、前折れ、カンターと3タイプのチェアをご用意しました。診療スタイルに応じたチェアタイプを選択できます。

前折れステップ



背の低いお子様や老人の方が乗り降りしやすいタイプ。

前折れ



段差のない乗り降りしやすいタイプ。

カンター



脚のラインにフィットし、座り心地がよいタイプ。

02 | チェアの初動と停止時における振動を低減。

チェアの初動と停止時における不快な振動を大幅に低減。患者さんが感じる不安感を極力和らげ、快適な診療の導入を促します。同時にスムーズなチェア動作はユニットの高級感を演出します。



04 | 頸椎保持型2軸ヘッドレスト。

2軸可動式のため患者さんに合わせた頭部の角度調整が可能。頸椎をサポートし、開口しやすいポジションを得ることができます。



03 | スムーズな患者さん導入と様々な診療ポジションが可能。

導入・退出を妨げない1型ベースマウント。後方配置のテーブルアームにより可動範囲が拡大。チェアの後方にテーブルが配置できるので、後導入にも対応。また症例に合わせて診療ポジションがとれます。



05 | コンパクトな設置範囲。

1型：ベースマウントは2,000mmのコンパクトな設置範囲を実現。限りある診療スペースでも効率よくレイアウトできます。



06 | 清潔感漂うスピットンエリア。

着脱可能なガラス鉢を採用し、清掃の簡便性をアップしています。患者さんの気になるエリアを清潔に美しく保つことができます。



Selection

01 チェア3タイプ、テーブル3タイプからの組み合わせで全9タイプをご用意。

前折れステップ、前折れ、カンターの3タイプのチェアと、1型・ベースマウント、2型・オーバーアーム、3型・カートの3タイプのドクターテーブルをご用意しました。全9種類の組み合わせの中から診療スタイルに応じてセレクトできます。



2型:前折れステップタイプ



2型:前折れタイプ



2型:カンタータイプ




3型:カート

02 標準シートカラーバリエーション 全6色からお選びいただけます



03 OPTION ふっかふかシートカラーバリエーション 全15色からお選びいただけます

前折れステップ、前折れ、カンターと3タイプのふっかふかシートをオプションでご用意しました。驚くほど柔らかな座り心地で患者さんの緊張をほぐします。デザイン性も含め、より上質な座り心地を提供し、デンタルオフィスのクオリティをさらに高めるオプションです。



※実際の色調と異なる場合があります。ご了承ください。



写真はオプション装備例

