

高頻 直流 變頻 牙科根尖X光機

設備小，工作直徑僅90公分，X光室需求空間小
直覺式面板控制介面
穩壓電源盒保護裝置

可選擇

手動：60/70 Kv調整，內建四段選擇快速劑量設定

自動：依管球位置，自動調整劑量



規格：高頻
X光焦距：0.7 x 0.7
管電壓：60/70 Kv
管電流：4mA/7mA
時間：0.01至3.2秒
電壓：AC100V 50/60Hz
耗電量：1.2KvA
重量：40Kg

單位:mm

